

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL


PENGUNAAN SCOOP STRETCHER DI UNIT GAWAT DARURAT


NOMOR : 010/SPO/UGD/RSIH/X/2022
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 19 Oktober 2022

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
 Nomor Dokumen : 010/SPO/UGD/RSIH/X/2022
 Judul Dokumen : PENGGUNAAN SCOOP STRETCHER DI UNIT GAWAT DARURAT
 Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Iman Nurjaman, S.Kep.,Ners	Kepala Unit Gawat Darurat		19-10-2021
	:	Ryan Herlan Fauzi, S.Kep.,Ners	Manajer Pelayanan Pasien		15-10-2022
	:	Yusti Meliana, Amd. Keb	Kepala Unit Kamar Bersalin		19-10-2022
Verifikator	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan		19-10-2022
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		19-10-2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		19-10-2022

	PENGUNAAN SCOOP STRETCHER DI UNIT GAWAT DARURAT		
	No. Dokumen 010/SPO/UGD/RSIH/X/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 19-10-2022	 Ditetapkan oleh Direktur, drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	1. Penggunaan <i>scoop stretcher</i> di unit gawat darurat adalah menggunakan <i>scoop stretcher</i> dengan benar 2. Petugas adalah Perawat dan Bidan yang bertugas di Unit Gawat Darurat		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam penggunaan <i>scoop stretcher</i> di unit gawat darurat		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">Petugas menjelaskan tentang tindakan yang akan di lakukanPetugas menyiapkan <i>scoop stretcher</i> di sebelah kanan pasienPetugas mengatur panjang <i>scoop</i> sesuai panjang badan pasienPetugas membuka <i>scoop stretcher</i> dengan menekan tombol kunci di sisi kepala dan kakiPetugas memindahkan satu sisi <i>scoop stretcher</i> dari sisi sebelah kanan ke sebelah kiri dari pasien, perhatikan agar selama memindahkan <i>scoop</i> tidak melewati bagian atas tubuh pasienPetugas memasukkan sisi sebelah kanan <i>scoop</i> ke bagian bawah badan pasienPetugas memasukkan bagian <i>scoop</i> sebelah kiri ke bagian bawah badan pasien, hati-hati agar tidak menjepit bagian tubuh pasienPetugas memasang kunci dibagian kepala terlebih dahuluPetugas memasang kunci di sisi kaki korban/pasienPetugas memindahkan pasien ke <i>stretcher</i> ambulans/basket <i>stretcher</i> untuk transportasi selanjutnyaPetugas melepaskan kunci <i>scoop stretcher</i> bagian kepala terlebih dahulu, selanjutnya melepas kunci di sisi kaki pasienPetugas melepaskan <i>scoop stretcher</i> dan memindahkan pasien <p>Catatan:</p> <p>Akses dan Kesiambungan Pelayanan berkoordinasi dengan MPP (Manajer Pelayanan Pasien)</p>		

	PENGUNAAN SCOOP STRETCHER DI UNIT GAWAT DARURAT		
	No. Dokumen 010/SPO/UGD/RSIH/X/2022	No. Revisi 00	Halaman 2/2
UNIT TERKAIT	1. Unit Kamar Bersalin 2. Divisi Keperawatan 3. Divisi Pelayanan Medik		