

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PEMERIKSAAN PANORAMIC

NOMOR : 038/SPO/RAD/RSIH/II/2022
NO. REVISI : 01
TANGGAL PENGESAHAN : 06 Juni 2022

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
Nomor Dokumen : 038/SPO/RAD/RSIH/I/2022
Judul Dokumen : PEMERIKSAAN PANORAMIC
Nomor Revisi : 01

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Resti Septianisa, Amd. Rad	Kepala Unit Radiologi		06-06-2022
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		06-06-2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		06/06/2022

	PEMERIKSAAN PANORAMIC		
	No. Dokumen 038/SPO/RAD/RSIH/II/2022	No. Revisi 01	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 06-06-2022	<div>Ditetapkan oleh: Direktur,</div>  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	<div>1. Pemeriksaan Panoramic adalah pemeriksaan penunjang yang bertujuan untuk melihat lebih jauh dan lebih jelas gambaran gigi dan jaringan lunak yang ada di sekitarnya</div> <div>2. Radiografer adalah Tenaga Kesehatan yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan radiografi di Divisi Pelayanan Medik</div> <div>3. Petugas Administrasi adalah Staf Administrasi di Unit Penunjang Medis</div>		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam melakukan Pemeriksaan Panoramic		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien		
PROSEDUR	<div>1. Radiografer menginformasikan kepada pasien atau keluarga pasien tentang dosis radiasi yang akan diterima oleh pasien</div> <div>2. Petugas Administrasi menginput jenis pemeriksaan ke dalam SIMRS</div> <div>3. Radiografer menginput data pasien ke dalam sistem <i>clinicview</i> yang terdapat pada dekstop</div> <div>4. Radiografer memilih menu <i>patient</i> kemudian pilih <i>new</i></div> <div></div>		

5. Radiografer mengisi data pasien berupa nama pasien (*first last name*, *first name*) nomor rekam medis, tanggal lahir pasien, dan jenis kelamin, kemudian pilih *save*


The screenshot shows a 'Patient Info' form with the following fields: Last Name, First Name, Patient ID, Date of Birth, Gender, Address 1, Address 2, City, Province, Country, Phone 1, Phone 2, Email 1, and Email 2. There are radio buttons for 'Phantom' and 'Real Patient'. A red arrow points to the 'Save' button at the bottom left.

6. Radiografer memilih menu panoramic pada sistem pada saat sistem muncul *ready*



7. Radiografer memposisikan alat panoramic ke posisi *ready* dengan menekan tombol *home button* pada pesawat panoramic



	PEMERIKSAAN PANORAMIC		
	No. Dokumen 038/SPO/RAD/RSIH/II/2022	No. Revisi 01	Halaman 3/3
	8. Radiografer memberikan apron kepada pasien 9. Radiografer mengatur posisi pasien dengan menempatkan lampu kolimasi berada pada gigi caninus dan menginstruksikan pasien untuk menggigit <i>bite holder</i> yang terdapat pada alat panoramic 10. Radiografer melepaskan apron dari tubuh pasien setelah pemeriksaan selesai dilakukan 11. Radiografer memberikan instruksi kepada pasien untuk Subunit Kasir dalam melakukan pembayaran 12. Radiografer menerima bukti pembayaran dan formulir pemeriksaan dari pasien yang telah dibubuhkan stempel lunas 13. Radiografer menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pasien		
UNIT TERKAIT	1. Unit Radiologi		