




STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

DESINFEKSI TINGKAT TINGGI (DTT) ALAT KESEHATAN MENGGUNAKAN BAHAN KIMIA

NOMOR : 065/SPO/OK/RSIH/II/2022
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 09 Februari 2022

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
Nomor Dokumen : 065/SPO/OK/RSIH/II/2022
Judul Dokumen : DESINFEKSI TINGKAT TINGGI (DTT) ALAT KESEHATAN
MENGUNAKAN BAHAN KIMIA
Nomor Revisi : -

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Lia Susilawati, S.Kep, Ners	Kepala Unit Kamar Operasi		09 Feb 2022
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		09/02/2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		09/02/2022

	DESINFEKSI TINGKAT TINGGI (DTT) ALAT KESEHATAN MENGUNAKAN BAHAN KIMIA		
	No. Dokumen 065/SPO/OK/RSIH/II/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 09-02-2022	Ditetapkan oleh: Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	1. Desinfeksi Tingkat Tinggi (DTT) alat kesehatan adalah tindakan untuk menjadikan alat-alat medis steril dari mikroorganisme patogen seperti bakteri dan jamur kecuali endospora 2. Bahan Kimia adalah suatu bentuk materi yang memiliki komposisi kimia dan sifat karakteristiknya konstan 3. Petugas adalah Petugas CSSD		
TUJUAN	Sebagai acuan dan penerapan langkah-langkah dalam melakukan kegiatan desinfeksi tingkat tinggi (DTT) pada peralatan kesehatan dengan klasifikasi penggunaan semi kritikal		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien		
PROSEDUR	1. Petugas melakukan cuci tangan 2. Petugas menggunakan APD yang terdiri dari sarung tangan rumah tangga, apron, masker, sepatu bot, tutup kepala dan kaca mata pelindung 3. Petugas memilah instrumen yang masih layak pakai dan segera memberikan informasi kepada unit terkait apabila terdapat alat tidak layak pakai 4. Petugas segera merendam seluruh alat medis yang sudah dipakai dengan cairan <i>enzymatic</i> selama 15 menit 5. Untuk konsentrasi pencampuran antara larutan desinfektan dan airtesuai dengan ketentuan produk desinfektan 6. Petugas melakukan <i>cleaning</i> peralatan medis dengan air mengalir 7. Petugas Kesehatan mengeringkan peralatan medis dengan kain handuk atau lap tangan dan alat medis siap untuk dilakukan pengemasan		
UNIT TERKAIT	1. Unit Kamar Operasi		