

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PENGGUNAAN MONITOR EtCO2

NOMOR

: 006/SPO/ID/RSIH/XII/2022

NO. REVISI

: 00

TANGGAL PENGESAHAN

: 21 Desember 2022



LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 006/SPO/ID/RSIH/XII/2022

Judul Dokumen

: PENGGUNAAN MONITOR EtCO2

Nomor Revisi

: 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	*	Hinda Setiawati, Amd.Kep.	Kepala Unit Intensif Dewasa	Fring.	21-12-2022
		dr. Dhadi Ginanjar Daradjat, Sp.An-KIC	Dokter Penanggung Jawab Intensif Dewasa	ms	2-12-2072
Verifikator		dr. Hadiyana, Sp.B	Ketua Komite Medik	- She	21-12-2022
		dr.Iva Tania	Manajer Pelayanan	mpi	21-12-2012
	*	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan	DHA	21-17.2012
Validator		drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	6	21-12-2021

RUMAH SAKIT	PENGGUNAAN MONITOR EtCO2					
ADAZUH NATNI	No. Dokumen 006/SPO/ID/RSIH/XII/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/2			
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 21-12-2022	Ditetapkan oleh Direktur, drg. Muhammad Hasan, MARS				
PENGERTIAN 1. Penggunaan monitor EtCO2 adalah Prosedur pemasangan mopasien yang digunakan untuk mengukur haemodinamik dis dengan pengukuran konsentrasi CO2 pasien pada setiap ekshalasi 2. Penggunaan monitor EtCO2 digunakan untuk pasien yang diagradan luaran keperawatan sebagai berikut: a. Diagnosis Keperawatan: 1) Penurunan curah jantung 2) Gangguan sirkulasi pontan 3) Gangguan pertukaran gas 4) Risiko penurunan curah jantung 5) Risiko perfusi miokard tidak efektif 6) Risiko ketidakseimbangan elektrolit 7) Risiko gangguan sirkulasi spontan 8) Intoleransi aktifitas b. Luaran Keperawatan: 1) Curah jantung meningkat 2) Sirkulasi spontan meningkat 3) Pertukaran gas seimbang 4) Perfusi miokard meningkat 5) Keseimbangan elektrolit meningkat 6) Toleransi aktivitas meningkat 3. Petugas adalah Dokter dan Perawat yang bertugas di Unit Into Dewasa						
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam melakukan pemasangan monitor jantung					
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah 3523/A000/XI/2021 Tentang Sta		Husada Nomor fokus Pasien			
PROSEDUR	Petugas mengucapkan sala identifikasi pasien dan menja Petugas menjelaskan tujuan	aga privasi pasien				

PENGGUNAAN MONITOR EtCO2			
No. Dokumen 006/SPO/ID/RSIH/XII/2022	No. Revisi 00	Halaman 2/2	
a. Sarung tangan bersih b. 1 set Mesin monitor EtCO c. Conecting monitor EtCO d. Water Trap monitor EtCO e. Elektroda f. Alcohol swab g. Kassa/Tissue 4. Petugas melakukan kebersih 5. Petugas memakai sarung tar 6. Petugas mengatur posisi pas 7. Petugas menyalakan mesin r 8. Petugas memasang connifilter/lubang konektor menyambungkannya dengan 9. Petugas memastikan hasil Po 10. Petugas membersihkan permelektroda dengan kassa/tissu seharusnya dan memastikan 11. Petugas membersihkan permelektroda dengan kassa/tissu seharusnya dan memastikan 12. Petugas memasang manset dan pijat tombol gambar man pada layar monitor 13. Petugas memasang Oxyme pastikan hasilnya muncul pad 14. Petugas memasang Suhu menasilnya muncul pada layar m	an tangan sesuai stangan bersih sien senyaman mung monitor EtCO2 ecting monitor par breathing cirkuit in water trap monitor EtCO2 muncul pada langabel EKG monitor del nukaan kulit diarea yare dan pasang elektron irama EKG muncul monitor EtCO2 di langar monitor EtCO2 di jari panonitor etCO3 di	andar da lubang HME pasien dar EtCO2 yar monitor ngan elektroda ang akan dipasang oda pada area yang pada layar monitor engan atas pasier an hasilnya muncu di jari pasien dar asien dan pastikar	
	No. Dokumen 006/SPO/ID/RSIH/XII/2022 3. Petugas mempersiapakan ala a. Sarung tangan bersih b. 1 set Mesin monitor EtCO c. Conecting monitor EtCO d. Water Trap monitor EtCO e. Elektroda f. Alcohol swab g. Kassa/Tissue 4. Petugas melakukan kebersih 5. Petugas memakai sarung tar 6. Petugas mengatur posisi pas 7. Petugas menyalakan mesin 8. Petugas memasang conn filter/lubang konektor menyambungkannya dengar 9. Petugas memastikan hasil Pl 10. Petugas membersihkan pemelektroda dengan kassa/tissu seharusnya dan memastikan 12. Petugas memasang manset dan pijat tombol gambar man pada layar monitor 13. Petugas memasang Oxyme pastikan hasilnya muncul pada layar mincul pada layar monitor 14. Petugas memasang Suhu mehasilnya muncul pada layar mincul pada layar mincul pada layar mincul pada layar muncul pada layar muncul pada layar mincul pada layar mincul pada layar muncul pada layar mincul pada layar muncul pada layar muncu	No. Dokumen 006/SPO/ID/RSIH/XII/2022 3. Petugas mempersiapakan alat-alat yang dibutuhka. Sarung tangan bersih b. 1 set Mesin monitor EtCO2 c. Conecting monitor EtCO2 d. Water Trap monitor EtCO2 e. Elektroda f. Alcohol swab g. Kassa/Tissue 4. Petugas memakai sarung tangan bersih 6. Petugas memakai sarung tangan bersih 7. Petugas mengatur posisi pasien senyaman mung 7. Petugas memasang connecting monitor pafilter/lubang konektor breathing cirkuit menyambungkannya dengan water trap monitor B 9. Petugas memastikan hasil PCO2 muncul pada la 10. Petugas membersihkan permukaan kulit diarea ya elektroda dengan kassa/tissue dan pasang elektro seharusnya dan memastikan irama EKG muncul 12. Petugas memasang manset monitor EtCO2 di kan pijat tombol gambar manset kemudian pastika pada layar monitor 13. Petugas memasang Oxymeter monitor EtCO2 pastikan hasilnya muncul pada layar monitor 14. Petugas memasang Suhu monitor EtCO2 di jari phasilnya muncul pada layar monitor 15. Petugas merapihkan pasien dan alat-alat yang dig	

UNIT TERKAIT

pasien pada Formulir Flowsheet