

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PENYIMPANAN DAN PENGIRIMAN SAMPEL PATOLOGI ANATOMI (PA)




NOMOR : 077/SPO/LAB/RSIH/VII/2022
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 12 Juli 2022

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
Nomor Dokumen : 077/SPO/LAB/RSIH/VII/2022
Judul Dokumen : PENYIMPANAN DAN PENGIRIMAN SAMPEL
PATOLOGI ANATOMI (PA)
Nomor Revisi : -

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Deliani Putri Hadrian	Kepala Unit Laboratorium		10-07-22
Verifikator	:	dr. Tena R. Iskandar, Sp.PK	Penanggung Jawab Laboratorium		10/7-22
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		11-7-22
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		12-7-22

	PENYIMPANAN DAN PENGIRIMAN SAMPEL PATOLOGI ANATOMI (PA)		
	No. Dokumen 077/SPO/LAB/RSIH/VII/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 12-07-2022	Ditetapkan oleh: Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	<p>Penyimpanan dan pengiriman sampel Patologi Anatomi merupakan proses kegiatan menyimpan dan mengirim spesimen agar terjaga kualitasnya sebelum proses pemeriksaan atau pengiriman sampel ke laboratorium rujukan</p> <p>Laboratorium rujukan adalah Laboratorium Prodia, Kimia Farma atau RS Medina yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Intan Husada</p> <p>Analisis adalah Staf Pelaksana Laboratorium yang bertugas pada saat penyimpanan dan pengiriman sampel tersebut.</p>		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah melakukan penyimpanan dan pengiriman sampel patologi anatomi		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Analisis menerima sampel dan formulir rujukan dari Unit Kamar Operasi2. Analisis melakukan identifikasi pasien dengan menyamakan label identitas pada sampel dengan data di formulir rujukan3. Analisis melakukan verifikasi permintaan pemeriksaan Patologi Anatomi di SIMRS yang telah diinput oleh Unit Kamar Operasi4. Analisis menginput data pasien di buku register5. Analisis melakukan pengemasan sampel dengan menggunakan kantong plastik sesuai ukuran sampel berwarna putih dan diikat6. Analisis memasukkan formulir rujukan yang telah diidentifikasi ke dalam amplop7. Analisis menghubungi laboratorium rujukan untuk melakukan permintaan pemeriksaan sampel dan melakukan konfirmasi mengenai waktu pengambilan atau pengiriman sampel8. Sampel yang dirujuk ke RS Medina dan Laboratorium Prodia, sampel akan diambil oleh pihak Laboratorium tersebut sesuai jadwal yang disepakati saat konfirmasi		

	PENYIMPANAN DAN PENGIRIMAN SAMPEL PATOLOGI ANATOMI (PA)		
	No. Dokumen 077/SPO/LAB/RSIH/VII/2022	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	<p>9. Untuk sampel yang dirujuk ke Laboratorium Kimia Farma, Analis menghubungi Petugas Dinas Luar untuk mengirimkan sampel ke Laboratorium Rujukan</p> <p>Contoh sampel PA Sampel yang sudah dikemas</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Kamar Operasi 2. Penanggung Jawab Rumah Tangga 		