




STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

RE-STERILISASI PERALATAN KEDALUWARSA


NOMOR : 067/SPO/OK/RSIH/II/2022
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 09 Februari 2022

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
Nomor Dokumen : 067/SPO/OK/RSIH/II/2022
Judul Dokumen : RE-STERILISASI PERALATAN KEDALUWARSA
Nomor Revisi : -

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Lia Susilawati, S.Kep, Ners	Kepala Unit Kamar Operasi		09 Feb 2022
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		09/22/2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		9/2/2022

	RE-STERILISASI PERALATAN KEDALUWARSA																	
	No. Dokumen 067/SPO/OK/RSIH/II/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/2															
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 09-02-2022	Ditetapkan oleh: Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS																
PENGERTIAN	1. Re-Sterilisasi peralatan kedaluwarsa adalah kegiatan melakukan sterilisasi ulang terkait hasil sterilisasi peralatan yang tidak memenuhi standar parameter-parameter steril, dikarenakan kemasan robek, kondisi hasil sterilisasi basah/lembab, memasuki masa kedaluwarsa 2. Kedaluwarsa peralatan steril adalah keadaan dimana peralatan steril yang memasuki masa kedaluwarsa sesuai standar pengemas yang digunakan 3. Petugas adalah Petugas CSSD																	
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam pelaksanaan re-sterilisasi peralatan kedaluwarsa																	
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien																	
PROSEDUR	1. Petugas melakukan pengecekan visual kondisi kemasan peralatan yang keluar dari mesin sterilisasi 2. Petugas mengecek peralatan steril yang memasuki masa kedaluwarsa waktu steril <table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Jenis Kemasan</th><th>Batas Waktu ED</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td><i>Rigid Container</i></td><td>1 bulan</td></tr><tr><td>2</td><td><i>Wrapping Paper (medical duk)</i></td><td>1 bulan</td></tr><tr><td>3</td><td><i>Pouches</i></td><td>3 bulan</td></tr><tr><td>4</td><td>Linen</td><td>7 hari</td></tr></tbody></table> 3. Petugas mencatat dan memisahkan peralatan yang akan dilakukan sterilisasi ulang 4. Petugas mengganti kemasan robek, kotor, basah, serta pemberian label ulang 5. Petugas mencatat peralatan yang akan di resterilisasi ulang 6. Petugas melakukan sterilisasi ulang sesuai metode peralatan yang akan disterilkan			No	Jenis Kemasan	Batas Waktu ED	1	<i>Rigid Container</i>	1 bulan	2	<i>Wrapping Paper (medical duk)</i>	1 bulan	3	<i>Pouches</i>	3 bulan	4	Linen	7 hari
No	Jenis Kemasan	Batas Waktu ED																
1	<i>Rigid Container</i>	1 bulan																
2	<i>Wrapping Paper (medical duk)</i>	1 bulan																
3	<i>Pouches</i>	3 bulan																
4	Linen	7 hari																

	RE-STERILISASI PERALATAN KEDALUWARSA		
	No. Dokumen 067/SPO/OK/RSIH/II/2022	No. Revisi 00	Halaman 2/2
UNIT TERKAIT	1. Unit Rawat Inap 2. Unit Gawat Darurat 3. Unit Intensif Dewasa 4. Unit Intensif Anak 5. Unit Rawat Jalan 6. Unit Kamar Operasi		