

#### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

## PENGGUNAAN THERAPY ULTRASOUND DHIATERMI DI UNIT RAWAT JALAN

NOMOR

034/SPO/RAJAL/RSIH/I/2023

NO. REVISI

00

TANGGAL PENGESAHAN

27 Januari 2023

Email: rsintanhusada@gmail.com



#### LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 034/SPO/RAJAL/RSIH/I/2023

Judul Dokumen

PENGGUNAAN THERAPY ULTRASOUND DHIATERMI DI

UNIT RAWAT JALAN

Nomor Revisi

: 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun		Futi Nurul Destya, S.Ft,. Ftr., M.Fis	Fisioterapis	for.	27-01-23
	*	Elis Dida Junica, A.Md.Kep	Kepala Unit Rawat Jalan	if	27/ -23
	:	Rd. Iman Nurjaman, SE	Kepala Unit Pendapatan	Am	27 - 23
Verifikator	***	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	Dilm-	27-01-23
	***	Wahyu Suprayogo, SE.MM	Manajer Keuangan dan PKRS	Ph	27/01/23
Validator	: drg. Muhammad Hasan, MARS Direktur RS Intan Husada		les	27-01-23	

#### PENGGUNAAN THERAPY ULTRASOUND DHIATERMI RUMAH SAKIT DI UNIT RAWAT JAI AN Halaman No. Revisi No. Dokumen 034/SPO/RAJAL/RSIH/I/2023 00 1/3 INTAN HUSADA Ditetapkan oleh: Direktur, STANDAR Tanggal Terbit: PROSEDUR 27-01-2023 **OPERASIONAL** drg. Muhammad Hasan, MARS PENGERTIAN Penggunaan Ultrasound Dhiatermi di Unit Rawat Jalan adalah suatu tindakan fisioterapis dengan metode pengobatan yang menggunakan teknologi ultrasound atau gelombang suara untuk merangsang jaringan tubuh yang mengalami kerusakan Ultrasound Dhiatermi adalah peristiwa getaran mekanik dengan bentuk gelombang longitudinal yang berjalan melalui medium tertentu dengan frekuensi 0,7 MHz - 3 MHz Petugas adalah Dokter atau Fisioterapis yang sedang bertugas TUJUAN Sebagai acuan dan langkah-langkah Penggunaan therapy ultrasound dhiatermi di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Intan Husada KEBIJAKAN Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien PROSEDUR Petugas mengucapkan salam, memperkenalkan diri, melakukan identifikasi pasien dan menjaga privasi pasien Petugas melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan 2. Tindakan Petugas melakukan pengkajian kepada pasien Petugas menjelaskan rencana Tindakan yang akan dilakukan kepada pasien atau keluarga 5. Petugas menyiapkan alat sebagai berikut : a. Ultrasound Dhiatermi b. Jelly c. Tissue d. Sarung tangan Petugas menghidupkan alat dengan cara sebagai berikut : a. Colokkan sambungan alat Ultrasound Dhiatermi ke stop kontak Tekan tombol power c. Alat Ultrasound Dhiatermi dihangatkan kurang lebih 5 menit

Email: rsintanhusada@gmail.com

# RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

### PENGGUNAAN THERAPY ULTRASOUND DHIATERMI DI UNIT RAWAT JALAN

No. Dokumen 034/SPO/RAJAL/RSIH/I/2023 No. Revisi 00 Halaman 2/3

- d. Perangkat arus listrik harus di jauhkan dari pasien
- e. Petugas memastikan semua saklar dalam keadaan nol
- Petugas mempersilahkan Pasien untuk tidur di bed pemeriksaan yang sudah disediakan
- Petugas memakai sarung tangan bersih
- Petugas mengatur posisi pasien serileks mungkin sesuai dengan daerah yang akan dilakukan tindakan bisa dengan posisi duduk, terlentang, tengkurap dan miring
- 10. Petugas memulai tindakan Ultrasound Dhiatermi sebagai berikut :
  - a. Tranduser diolesi gel sesuai dengan kebutuhan
  - Set waktu lamanya tindakan *Ultrasound Dhiatermi* kurang lebih
     3-10 menit sesuai luas area yang akan dilakukan tindakan
  - Petugas menyetel parameter pada alat Ultrasound Dhiatermi dengan frekuensi 1 atau 3 MHz disesuaikan dengan kondisi pasien
  - d. Petugas menyetel parameter pada alat *Ultrasound Dhiatermi* dengan intensitas sekitar 0,4-1,2 W/cm² disesuaikan dengan kondisi pasien
  - e. Tranduser di tempatkan pada daerah yang akan dilakukan tindakan Ultrasound Dhiatermi
  - Tranduser harus selalu digerakkan dengan irama yang teratur dengan pelan-pelan
  - g. Petugas melakukan observasi kepada pasien selama tindakan dilakukan
  - Setelah tindakan Ultrasound Dhiatermi selesai secara otomatis alat akan kembali ke pengaturan awal
  - Petugas membersihkan gel yang ada di tubuh pasien menggunakan tissue
  - j. Petugas membersihkan gel di tranduser
- Petugas menanyakan respon pasien setelah dilakukan tindakan ultrasound dhiatermi
- Petugas mematikan alat Ultrasound Dhiatemi dengan cara sebagai berikut :
  - a. Tekan tombol power
  - b. Mencabut colokan dari stop kontak
- Petugas merapihkan alat ultrasound dhiatermi yang sudah dipakai ke tempat semula
- Petugas melakukan kebersihan tangan setelah tindakan
- Petugas mendokumentasikan tindakan di Formulir Pengkajian Fisioterapi atau Formulir Catatan Klinis Resume Fisioterapi Atau Catatan Pasien Rawat Jalan Terintegrasi

Email: rsintanhusada@gmail.com

RUMAH SAKIT	PENGGUNAAN THERAPY ULTRASOUND DHIATERMI DI UNIT RAWAT JALAN				
ADAZUH NATVI	No. Dokumen 034/SPO/RAJAL/RSIH/I/2023	No. Revisi 00	Halaman 3/3		
	<ul> <li>16. Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap pasien</li> <li>17. Petugas mencatat mengenai tindakan yang telah dilakukan pada Formulir Nota Tindakan</li> <li>18. Petugas menginput tindakan yang sudah dilakukan ke SIMRS</li> <li>19. Petugas mengarahkan kepada pasien dengan membawa nota tindakan ke mesin antrian Billing Rawat Jalan</li> </ul>				
UNIT TERKAIT	Unit Rawat Jalan     Unit Pendapatan     Divisi Pelayanan Medik     Divisi Keuangan dan PKRS				