

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PROSES MENYALAKAN DAN MEMATIKAN ALAT PANORAMIC

NOMOR : 040/SPO/RAD/RSIH/II/2022
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 26 Januari 2022

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
Nomor Dokumen : 040/SPO/RAD/RSIH/I/2022
Judul Dokumen : PROSES MENYALAKAN DAN MEMATIKAN ALAT PANORAMIC
Nomor Revisi : -

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Resti Septianisa, Amd. Rad	Kepala Unit Radiologi		26/01/2022
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan		
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		26/1/2022

	PROSES MENYALAKAN DAN MEMATIKAN ALAT PANORAMIC		
	No. Dokumen 040/SPO/RAD/RSIH/II/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 26-01-2022	Ditetapkan oleh: Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	1. Menyalakan dan mematikan alat panoramic adalah prosedur atau cara/langkah-langkah dalam mengoperasikan alat pemeriksaan panoramic 2. Alat panoramic adalah alat kesehatan yang digunakan untuk pemeriksaan gigi dan tulang tengkorak dengan menggunakan sinar-X.		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam menyalakan dan mematikan alat panoramic dapat berfungsi dengan baik		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien		
PROSEDUR	A. Menyalakan Alat Panoramic : 1. Radiografer menekan tombol on pada CPU  2. Radiografer menekan tombol on berwarna hijau yang terdapat di belakang alat panoramic		

PROSES MENYALAKAN DAN MEMATIKAN ALAT PANORAMIC

No. Dokumen
040/SPO/RAD/RSIH/II/2022

No. Revisi
00

Halaman
1/1



B. Mematikan Alat Panoramic :

1. Radiografer memilih menu *start* kemudian pilih *shut down* pada komputer
2. Radiografer menekan tombol *off* berwarna hijau yang terdapat di belakang alat panoramic



UNIT TERKAIT

1. Unit Radiologi