

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PROSESING FILM PANORAMIC DAN CEPHALOMETRI

NOMOR : 039/SPO/RAD/RSIH/I/2022
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 26 Januari 2022

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
Nomor Dokumen : 039/SPO/RAD/RSIH/II/2022
Judul Dokumen : PROSESING FILM PANORAMIC DAN CEPHALOMETRI
Nomor Revisi : -

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Resti Septianisa, Amd. Rad	Kepala Unit Radiologi		20/01/2022
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan		20/01/2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		20/01/2022

	PEMERIKSAAN PANORAMIC		
	No. Dokumen 039/SPO/RAD/RSIH/I/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 26-01-2022	Ditetapkan oleh: Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	Prosesing film panoramic dan cephalometri adalah langkah-langkah atau tata cara dalam memproses hasil pemeriksaan panoramic dan cephalometri		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam melakukan prosesing hasil pemeriksaan panoramic dan cephalometri		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien		
PROSEDUR	<div>1. Radiogarfer mengatur densitas gambaran dengan memilih <i>icon</i> sebagai berikut :</div> <div></div> <div>2. Radiografer menekan <i>icon</i> printer apabila densitas gambaran sudah baik sehingga untuk selanjutnya film dapat dicetak</div> <div>Catatan : Posisi kertas film bagian glossy di tempakan di belakang</div>		
UNIT TERKAIT	1. Unit Radiologi		